

CAIRE®

在宅酸素療法.com
呼吸リハビリ.com

・仕様は改良のため、予告なしに変更となることがございます。
・ご使用に際しては、必ず製品に付属の添付文書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

撮影協力：大阪マリオット都ホテル、関西国際空港
※一部画像は、加工処理して使用しています。

お問い合わせ先

チャートジャパン株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-10 青木ビル 2F
TEL 03-5776-2670 FAX 03-5776-2676
URL <http://www.chartjapan.com>

製造販売元 チャートジャパン株式会社（愛知県安城市）
製造元 CAIRE Inc.（ケアーク）、アメリカ合衆国

CAIRE®

次世代型 酸素濃縮装置
ケアサンソ Series

“Quality of Life”

ケアサンソシリーズは患者様の積極的なQOL向上を応援します。

- 在宅から通院・通勤・通学に
- さらに国内外の旅行も対応
- 災害・緊急時に対応



ケアサンソシリーズは、航空機内で使用できます。



ケアサンソ Eclipse / ケアサンソ eQuinox / ケアサンソ Focus / ケアサンソ FreeStyle 3 / ケアサンソ FreeStyle 5


ケアサンソ Focus

(フォーカス)

世界で最も軽い(約800g) ポータブル型酸素濃縮装置 (POC)です。

世界で最軽量(約800g) 超コンパクトタイプです。

室内でも屋外でも使う場所を選びません。
自宅内でのスムーズな移動を可能にし、
外出時の機会を増やすことは、酸素療法患者様の
積極的な“Quality of Life”の向上を可能にします。

 ケアサンソシリーズは、
航空機内で使用できます。



■バッテリー使用時間

同調モード	標準バッテリー使用時	エアベルト (外部バッテリー)併用時
17.5mL/1吸気 (最大35BPMまで同調)	1時間30分	7時間

*バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5.5%/-3%
流量	1吸気あたり17.5mL 固定 3~35BPMで同調
寸法	123(W)×64(D)×191(H)mm
重量	0.8kg
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz, DC11~16V 電源(車用)
標高	3048m以下

一般名称:酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号:226ADBZX00008000 医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器

1吸気あたり **17.5** mL

標準内蔵
バッテリー使用時 **1.5** (最大)
時間

エアベルト
(外部バッテリー)併用時 **7** (最大)
時間

ケアサンソ FreeStyle 3

(フリースタイル 3)

3段階の同調モードに対応



わずらわしい延長チューブから解放されます。

3電源方式により散歩や屋外での作業、通勤、通学など簡単に利用でき、患者様の積極的なQOL向上に貢献します。



■付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCアダプタ(自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション



- エアベルト(外部バッテリー)
- リュック

3電源方式
(AC・DC・BATT)により
使用場所を選びません

■バッテリー使用時間

同調モード	8.78mL	17.50mL	26.25mL
標準内蔵バッテリー 使用時	3時間	2時間30分	2時間
エアベルト (外部バッテリー) 併用時	10時間	6時間	5時間

*バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5%/-3%
同調モード設定	8.78,17.50,26.25mL(3段階)
寸法	155(W)×91(D)×218(H)mm
重量	2.0kg
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz, DC12V 電源(車用)
使用高度	3,658m以下

一般名称:酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号:225ADBZX00201000 医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器

同調モード **3**段階

標準内蔵
バッテリー使用時 **3** (最大)
時間

エアベルト
(外部バッテリー)併用時 **10** (最大)
時間

ケアサンソ FreeStyle 5

(フリースタイル 5)

5段階の同調モードに対応



わずらわしい延長チューブから解放されます。

3電源方式により散歩や屋外での作業、通勤、通学など簡単に利用でき、患者様の積極的なQOL向上に貢献します。



■付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCアダプタ(自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション



- エアベルト(外部バッテリー)
- リュック

3電源方式
(AC・DC・BATT)により
使用場所を選びません

■バッテリー連続使用時間

同調モード	8.78mL	17.50mL	26.25mL	35.00mL	43.75mL
標準内蔵バッテリー 使用時	3時間	2時間	1時間30分	1時間15分	1時間
エアベルト (外部バッテリー) 併用時	7時間	4時間30分	3時間30分	3時間	2時間30分

*バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5%/-3%
同調モード設定	8.78,17.50,26.25,35.00,43.75mL(5段階)
寸法	168(W)×112(D)×272(H)mm
重量	2.8kg
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz, DC12~24V 電源(車用)
使用高度	3,658m以下

一般名称:酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号:225ADBZX00201000 医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器

同調モード **5**段階

標準内蔵
バッテリー使用時 **3** (最大)
時間

エアベルト
(外部バッテリー)併用時 **7** (最大)
時間